

## Bruksanvisning och skötselråd för Posey Handterapiprodukter.

### Övervakning.

Var noga med att följa din anläggnings policyer och riktlinjer för patientövervakningens frekvens. Posey rekommenderar att denna produkt tas bort minst varannan (2) timme för att kontrollera hudens integritet, korrekt cirkulation och rehabiliteringsövningar.

### Inspektion.

Inspektera före varje användning: kontrollera om det finns trasiga stygn eller sönderrivet, skuret eller slitet material; Använd INTE smutsiga eller skadade produkter.

### Posey Handkona 5608

Handkongan är en fast bomullstäckt plastkona som passar handflatan. Justerbart skumband rymmer alla handstorlekar. Kan användas för att träna, eller för att hjälpa flexionskontrakturer i handen. En storlek passar alla. 1 st. per låda.  
Art. Nr: 5608 Storlek: 13 cm



### Posey handkuddar 6507, 6508.

En mjuk, frottébelagd kudde för handflatan som ger patienterna något att greppa. Mikrofiberfylld polyesterfiberprodukt levereras med ett mjukt, expanderbart spandexband. Latexfri.  
Art. Nr: 6507, Storlek: Liten, L x B: 13 cm x 6 cm  
Art. Nr: 6508, Storlek: Stor, L x B: 13 cm x 8 cm



### Posey Fingerkuddar 6560

Fingerkuddarna håller isär fingrarna och hjälper till att förhindra att handen stängs helt. Kudden är fylld med polyestermikrofiber och hålls fast i patientens hand av ett mjukt, expanderbart, latexfritt, spandexband. Finns i en storlek.  
Art. Nr: 6560, Storlek: L x B: 13 cm x 8 cm



### Tvättanvisningar.

Ta bort konen (Art. Nr. 5608) före tvätt för att öka hållbarheten. Tvätta i 40 grader, vid användning av blekmedel, dosera enligt tillverkarens anvisning. Torka vid låg temperatur.

### Lagring och hantering.

Produkten är konstruerad för användning i normala inomhusmiljöer. Produkten kan lagras i rumstemperatur vid normala luftfuktighetsnivåer. Undvik överflödigt fukt eller hög luftfuktighet som kan skada produktens material.