

Bruksanvisning Fingerstrumpa

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvariga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

MODELL	KOMPRESSIONSKLASS	ART.NR
Finger Light	1-2 (15-25mmHg)	7250, 7251
Finger More	2 (23-32mmHg)	8250, 8251

STRL	*CIRKULÄRT MÅTT DISTALT	*CIRKULÄRT MÅTT PROXIMALT
XS	30 mm	50 mm
S	40 mm	60 mm
M	50 mm	70 mm
L	60 mm	80 mm
XL	70 mm	90 mm

*Mått ska ses som en vägledning.

Strumpans längd: 10 cm

Egenskaper

- Sömmar på utsidan för att minimera tryck på känsliga punkter.

Använd fingerstrumpan

- I svullnadsreducerande syfte, enligt ordination från förskrivare.
- Med sömmarna utåt.

Kontakta din förskrivare om

- Svullnaden ökar.
- Strumpan orsakar känselbortfall/domningar.
- Strumpan orsakar smärta.

Material

Nylon, lycra. Produkten är latexfri.

Tvättråd

Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt strumpan plantorka.



Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

Återvinning

Sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.

Instruction for use - Fingerstocking

Catell recommend that the product is fitted and adapted by a licensed or otherwise qualified health professionals. Users with diabetes, sensitive skin, known contact allergies, impaired sensibility or poor circulation must be extra observant and check for pinching, chafing or edema when using the stocking. Always check material content below. Any serious incidents occurring relates to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident. Contact your prescriber or Catell if questions about the product occur.

MODEL	COMPRESSION CLASS	ART.NO	SIZE	*DISTAL CIRCUMFERENCE	*PROXIMAL CIRCUMFERENCE
Finger Light	1-2 (15-25mmHg)	7250, 7251	XS	30 mm	50 mm
Finger More	2 (23-32mmHg)	8250, 8251	S	40 mm	60 mm
			M	50 mm	70 mm
			L	60 mm	80 mm
			XL	70 mm	90 mm

*Measurements should be seen as guidelines.

Length of stocking: 10 cm

Properties

- Seams on the outside to minimize pressure on sensitive points.

Use stocking

- In purpose to reduce swelling, as recommended by prescriber.
- With the seam outwards.

Contact your prescriber if

- The swelling increases.
- The stocking causing numbness.
- The stocking causes pain.

Material

Nylon, lycra. Free from latex.

Washing instructions

Follow the washing instructions below. Use a washing pouch. Let dry horizontally.



Single patient use.

Recycling

Sort according to local regulations.

This device conforms to the requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 product class I.