

Bruksanvisning - Fingerlift/Thumblift

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvariga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Användningsområde

Ortosen stödjer och lyfter brukarens basfalanger dig II-V, samt dig I, i samband med nervinklämning, efter skada, operation, kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Produkten används i kombination med Lacy- eller Prismaortoser.

Applicering

1. Applicera handledsortosen enligt dess bruksanvisning.
2. Trä därefter in pekfinger till lillfinger i Fingerlifts hällor, ett finger i vardera hälla, och/eller tummen i Thumblift. Bild 1
3. Fäst Fingerlift, och/eller Thumblift på handledsortosens mjuka dorsala kardborre. Bild 2



Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

Material

Soft: polyester, viskos, elastan, nylon. Produkten är latexfri.

Tvättråd

Slut kardborrbanden och ta ut ev. skena ur skenfickan. Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen dropporka.



Storlek

One size. Produkten är bilateral.

Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

Återvinning

Om produkten har en löstagbar skena, tag ur denna och sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.



Manufacturer Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

Instruction for use – Fingerlift/Thumblift

Catell recommend that the product is fitted and adapted by a licensed or otherwise qualified health professionals. Users with diabetes, sensitive skin, known contact allergies, impaired sensibility or poor circulation must be extra observant and check for pinching, chafing or edema when using the brace. Always check material content below. Any serious incidents occurring relates to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident. Contact your prescriber or Catell if questions about the product occur.

Area of use

The brace support and lift the patients proximal phalanx II to V, or I, when the cause is nerve entrapment, after injury, surgery, chronic pain, osteoarthritis or overload problems. The product is used in combination with Lacy- or Prisma braces.

Application

1. Apply the wrist brace according to its instruction for use.
2. Thread the index finger to the little finger in the straps of Fingerlift, one in each strap, and/or the thumb in Thumblift. Picture 1
3. Attach the Fingerlift, and/or Thumblift on the wrist braces dorsal loop. Picture 2



It is important that the brace fits comfortably without pinching, chafing or affecting blood circulation.

Material

Soft: polyester, viscose, elastane, nylon. Free from latex.

Washing instructions

Close the hook and loop straps and remove the splint, if the brace has one, from the splint pocket. Follow the washing instructions below. Use a washing pouch. Let the brace drip dry.



Size

One size. The product is bilateral.
Single patient use.

Recycling

If the product has a removable splint, take it out and sort according to local regulations.

This device conforms to the requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 product class I.