

## Bruksanvisning – Tvillingförband

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ödem under användning. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvariga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

### Användningsområde

Ortosen stödjer och avlastar brukarens fingrar efter skada, operation, kroniska smärttillstånd, ledförlitning, kronisk sjukdom eller överbelastningsbesvär. Ortosen kan även användas i avlastande syfte vid monotona rörelsemoment.

### Applicering

1. Placera fingrarna på det mjuka bandet, på var sin sida om den hårda kardborren. Bild 1
2. För de mjuka banden runt fingrarna och fäst mot den hårda delen. Tänk på att inte dra åt för hårt. Bild 2 och 3
3. Klipp av överflödigt kardborreband.



Justera kardborrbanden vid behov. Det är viktigt att ortosen sitter bekvämt, utan att klämma, skava eller orsaka stas.

### Material

Nylon. Produkten är latexfri.

### Tvättråd

Slut kardborrbanden. Följ tvättråden nedan. Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



### Storlek

Finns i bredder 1,6 cm 2,5 cm 5 cm

Produkten är bilateral.

Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

### Återvinning

Sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.



Manufacturer Catell AB

Örkroken 23, SE-138 40 Älta, Sweden | Phone: +46 8 727 95 30 | info@catell.se | www.catell.se

230416:3

## Instruction for use – Tvillingförband

Catell recommend that the product is fitted and adapted by a licensed or otherwise qualified health professionals. Users with diabetes, sensitive skin, known contact allergies, impaired sensibility or poor circulation must be extra observant and check for pinching, chafing or edema when using the brace. Always check material content below. Any serious incidents occurring relates to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident. Contact your prescriber or Catell if questions about the product occur.

### Area of use

The brace supports the users fingers after injury, surgery, chronic pain, osteoarthritis, chronic disease or overuse problems. The brace can also be used for supportive purposes in repetitive movements.

### Application

1. Place your fingers on the loop side of the strap, one on each side of the hooks. Picture 1
2. Place loop around fingers and attach to hook. Remember not to tighten too much. Picture 2
3. Cut off excess straps.



Adjust the hook and loop straps when necessary. It is important that the brace fits comfortably without pinching, chafing or affect blood circulation.

### Material

Nylon. Free from latex.

### Washing instructions

Close the hook and loop straps. Follow the washing instructions below. Use a washing pouch. Let the brace drip dry.



### Size

Available in widths 1,6 cm 2,5 cm 5 cm

The product is bilateral.

Single patient use.

### Recycling

Sort according to local regulations.

This device conforms to the requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 product class I.