

Español

SILOPAD™ Dedil Digital Cap

- Una tela suave, cómoda y estirable, completamente cubierta por una capa de nuestro gel polimérico patentado (los productos No.10225 y No.10245 están revestidos con una capa de gel en la punta del dedil) que libera lentamente un aceite mineral de calidad médica (USP) a fin de suavizar e hidratar la piel.
- El producto ha sido probado por dermatólogos, es lavable y reusable.

Indicaciones:

- Contribuye a aliviar la presión, la fricción y los esfuerzos cortantes sobre el dedo afectado.
- Para dedos en martillo, dedos super o infrapuestos, lesiones queratósicas o dedos parcialmente amputados. También puede usarse para problemas cutáneos o ungulares debidos a sequedad.

Instrucciones para su uso:

- Lavar y secar el dedo de la mano o del pie.
- Deslizar el producto sobre el dedo y colocar el gel directamente sobre la zona afectada.
- Retirar el producto durante 3 a 4 horas al día, como mínimo, para dejar respirar la piel.

Cuidado recomendado:

Recomendamos lavar el producto a mano. Secarlo al aire y empolverar levemente con talco.

ADVERTENCIA: No aplicar el producto sobre una herida abierta. En caso de producirse irritación, malestar o mala circulación, suspender el uso y notificar *inmediatamente* al médico. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Producto No.10195	Digital Cap Narrow (Minidedil)	6 por paquete
Producto No.10205	Digital Cap (Pequeño/Mediano)	6 por paquete
Producto No.10206	Digital Cap (Grande/X-Grande)	6 por paquete
Producto No.10235	Mesh Digital Cap (Dedil de malla)	8 por paquete



7049 Williams Road
Niagara Falls, NY 14304
United States of America
Tel: (800) 229-4404
(716) 283-0700
Fax: (716) 283-0600

WMDE
Bergerweg 18
6085 AT Horn
Holland

www.silipos.com

Made in U.S.A.
Licensed under U.S. Patent number
6,552,109

9565-13



SILOPAD™ Digital Cap

GEL INSIDE



SILIPOS
Innovative Gel Solutions™
www.silipos.com

English

SILOPAD™ Digital Cap

- A soft, comfortable and stretchable fabric fully coated with our proprietary polymer gel (Product#10225 and #10245 are coated with gel at the tip of the cap) which slowly releases a medical grade mineral oil (USP) to soften and moisturize the skin.
- Product is dermatologist tested, washable and reusable.

Indications:

- Helps relieve pressure and friction on the affected digit. Also helps to reduce scar tissue.
- For hammertoes, over/under lapping digits, keratotic lesions, or partially amputated digits. Also may be used for skin or nail problems due to dryness.

Directions for Use:

- Wash and dry either toe or finger.
- Slip product over toe or finger and place the gel directly over the affected area.
- Remove product at least 3 to 4 hours daily to allow skin to breathe.

Recommended Care:

We recommend that you hand wash product. Air dry and lightly dust product with talcum powder after drying.

WARNING: Do not place product on an open wound. If irritation, discomfort or poor circulation occurs, discontinue use and notify your physician *immediately*. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product #10195	Mini Digital Cap	6 per pkg.
Product #10205	Digital Cap Small/Medium	6 per pkg.
Product #10206	Digital Cap Large/XLarge	6 per pkg.
Product #10235	Mesh Digital Cap	8 per pkg.

Deutsch

SILOPAD™ Finger-/Zehenkappe Digital Cap

- Die Kappe besteht aus einem weichen, dehnbaren und angenehm zu tragenden Gewebe, das vollkommen mit Silipos® eigenem Polymergel beschichtet ist (Artikel-Nr. 10225 und 10245 sind an der Kappenspitze mit Gel beschichtet). Das Gel gibt langsam ein hochwertiges medizinisches Mineralöl (USP) ab, das die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und sie geschmeidiger macht.
- Das Produkt ist dermatologisch getestet, waschbar und wiederverwendbar.

Indikationen:

- Vermindert Druck- und Reibungseinwirkung auf betroffenen Zeh oder Finger. Unterstützt Rückbildung von Narbengewebe.
- Bei Hammerzehen, Zehenerunterlagerungen und -überlagerungen, keratotischen Läsionen oder teil- bzw. vollamputierten Zehen oder Fingern. Auch bei Haut- oder Nagelproblemen, hervorgerufen durch Trockenheit, anzuwenden.

Anwendungsanleitung:

- Zeh bzw. Finger waschen und abtrocknen.
- Die Kappe über Zeh bzw. Finger ziehen und das Gel direkt auf die betroffene Stelle platzieren.
- Zur besseren Atmung der Haut die Kappe für mindestens 3 bis 4 Stunden pro Tag abnehmen.

Pflegeanleitung:

Es wird empfohlen, die Kappe mit der Hand zu waschen und an der Luft trocknen zu lassen. Danach leicht mit Talkumpuder bestäuben.

WARNUNG: Das Produkt nicht auf eine offene Wunde legen. Bei Auftreten von Reizungen, Beschwerden oder schlechter Durchblutung setzen Sie das Produkt ab und konsultieren Sie *unverzüglich* Ihren Arzt. KINDERSICHER AUFBEWAHREN.

Artikel-Nr. 10195	Finger-/Zehenkappe - Mini	6 pro Pckg.
Artikel-Nr. 10205	Finger-/Zehenkappe	6 pro Pckg.
Artikel-Nr. 10206	Finger-/Zehenkappe - Large/XLarge	6 pro Pckg.
Artikel-Nr. 10235	Finger-/Zehennetzkappe	8 pro Pckg.

Français

SILOPAD™ Digital Capuchon Digital Cap

- Tissu doux, confortable et extensible, entièrement recouvert du Gel Silipos®, polymère breveté (les produits n° 10225 et 10245 sont enduits de gel uniquement à l'extrémité du doigt) qui libère progressivement une huile minérale médicale (U.S.P.), laquelle adoucit et hydrate la peau.
- Le produit est lavable et réutilisable; il a également été testé dermatologiquement.

Indications:

- Permet d'alléger la pression et le frottement exercés sur le doigt; favorise également la cicatrisation.
- Convient pour les orteils en marteau, les chevauchements/superpositions de doigts, les lésions kératosiques, ou les doigts partiellement amputés. Peut être également utilisé pour les problèmes de peau ou d'ongle, suite à un dessèchement.

Mode d'emploi:

- Laver et sécher l'orteil ou le doigt.
- Enfiler le produit sur l'orteil ou le doigt en plaçant le gel directement en contact avec la zone à traiter.
- Suspendre l'application du produit au moins 3 à 4 heures par jour pour permettre à la peau de respirer.

Conseils d'entretien:

Laver le produit à la main. Laisser sécher le produit à l'air et appliquer éventuellement un peu de talc après le séchage.

AVERTISSEMENT : ne pas placer le produit sur une plaie ouverte. En cas d'irritation, de gêne ou de problèmes circulatoires, interrompre l'utilisation et faire *immédiatement* appel à un médecin. TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

Produit n° 10195	Doigt compressif gélifié, Mini	6 par paquet
Produit n° 10205	Doigt compressif gélifié, Standard	6 par paquet
Produit n° 10206	Doigt compressif gélifié, Grand/Trés Grand	6 par paquet
Produit n° 10235	Doigt gélifié souple, Standard	8 par paquet