



## Bruksanvisning Handledsbräda Justerbar



**Produkt:** Handledsbräda justerbar – Tillbehör till solitärspel

**Artikelnummer:** K100

**Användningsområde:** Träning av handledsflektion/extension. MCP flektion/extension.

**Instruktion:** Spänn fast underarmen på den översta plattan så att handleden är fri och rörlig.

**Rengöring/Underhåll:** Handdiskas eller torkas av med ytdesinfektion.

**Återvinning:** Sortera enligt lokala föreskrifter.