

Bruksanvisning Greppfunktionsträning 4x5



Produkt: Greppfunktionsträning 4x5

Artikelnummer: S700

Användningsområde: Träningsredskap till träning för fingerrörlighet.

Instruktion: Sätt i pinnarna i de avsedda hålen i brädan. Låt patienten öva greppförmåga på lämplig storlek på pinne samt sträckförmåga genom att lägga pinnen på bordet bredvid brädan.

Rengöring/Underhåll: Tål maskindisk.

Återvinning: Sortera enligt lokala föreskrifter.